

Application
 Data Sheet

No.4

气相色谱系统

 快速天然气分析仪
GC-2014FNGA2

本气相色谱系统用于测定天然气和类似气体混合物的化学组成（如下表所示）。该方法能够提供计算样品物理性质所需的数据，如：热值、相对密度、沃泊指数以及测定混合物中一种或多种组分的浓度。本系统采用三阀六柱。将样品注入四个定量环，进行分析。将C₆₊作为合峰从预柱反吹至FID。然后通过阀切换，使C3-C5的烃类依次从Rtx-1分离至FID检测，He作载气。O₂、N₂、CH₄和CO由MS-5A进行分离，CO₂、C2和H₂S由Rtx-PLOT Q分离至TCD-1检测，He作载气。总分析时间约为10分钟。本系统包含了LabSolutions气相色谱工作站、热值和密度计算软件。

分析仪相关信息

系统配置：

三阀六柱，单TCD/单FID

样品相关信息：

O₂、N₂、CO、CO₂、H₂S、C₁-C₅（甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷和正戊烷）、C₆₊（反吹）

所用方法符合以下标准：

ASTM-D1945、D3588、GPA-2261

浓度范围：

序号	化合物名称	浓度范围	
		低浓度	高浓度
1	O ₂	0.010%	20.0%
2	N ₂	0.010%	50.0%
3	CH ₄	20.000%	100.0%
4	CO	0.010%	5.0%
5	CO ₂	0.010%	20.0%
6	C ₂ H ₆	0.010%	10.0%
7	H ₂ S	0.100%	30.0%
8	C ₃ H ₈	0.001%	10.0%
9	i-C ₄ H ₁₀	0.001%	10.0%
10	n-C ₄ H ₁₀	0.001%	10.0%
11	i-C ₅ H ₁₂	0.001%	2.0%
12	n-C ₅ H ₁₂	0.001%	2.0%
13	C ₆₊	0.001%	0.5%

不同样品的检出限可能存在差异。
 如需了解更多信息，请联系我们。

系统特点

- 10 分钟内完成天然气分析
- TCD、FID 双通道
- 配有热值和密度计算软件
- 软件操作简便

典型色谱图




图 1 FID-1 的色谱图




图 2 TCD-1 的色谱图